

## Gesichtsmaske / Community Mask – Anweisungen der Lieferung beiliegend

Stand: 16.04.2020-1

© Alois Beck GmbH

Sie erhalten anbei unsere Gesichtsmaske/Community Mask in größeren Einheiten. Bitte informieren Sie sämtliche Träger über die korrekte Nutzung oder kopieren Sie diese Seite. Reinigen Sie, falls möglich, die Gesichtsmasken gesammelt vor Verteilung, wie unten beschrieben. Achten Sie bei der Verteilung, dass die Hände gründlich gereinigt sind und/oder nutzen Sie einen Handschutz/Griffzange.

Die Alois Beck GmbH ist ein in Deutschland fertiger Schuhproduzent. Aufgrund der aktuellen Lage fertigen wir mit unserer Nähtechnik zur besseren Versorgung der Bevölkerung diese **wiederverwendbare Gesichtsmaske / community mask**.

- Diese Gesichtsmaske kann die Verteilung von Tröpfchen (Atmen, Husten, Niesen, Sprechen) in die Umgebung und auf Kontaktpersonen verhindern, zudem reduziert sie den Hand-Mund-Nasenkontakt.
- Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte stellt heraus: Masken können dazu beitragen, das Gefühl für „social distancing“ und einen achtsamen Umgang mit sich und anderen zu unterstützen und so helfen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.
- Die Maske stellt keinen erweiterten Eigenschutz (FFP2/3) dar. Träger können sich nicht darauf verlassen, dass die Maske vor einer Übertragung von Sars-CoV-2 schützt.
- Wir haben festgestellt, dass die Maske ein Gefühl von trügerischer Sicherheit vermittelt und dadurch andere Sicherheitsmaßnahmen (wie Abstandsregelungen) nicht mehr eingehalten werden. Bitte halten Sie sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.
- Die Masken sollten nicht oder nur nach Prüfung von autorisiertem Fachpersonal im medizinischen Bereich eingesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Maske NUR von EINER Person getragen wird und ein vertauschen vermieden wird. Am besten kennzeichnen Sie die Innenseite der Maske um Verwechslungen zu vermeiden.
- Nur in trockenem Zustand nutzen.
- Vor und nach dem Abziehen der Maske sollte eine Händewaschung erfolgen.
- Nach der Benutzung ist die Maske vorsichtig ausziehen, möglichst ohne die Außenfläche zu berühren.

### Waschanleitung:



- Die Gesichtsmaske ist aus Baumwolle/Polyester Gewebe.
- Sie sollte vor Nutzung und nach der Benutzung mindestens einmal täglich gereinigt werden.
- Die Maske kann entweder bei 60/90° in der Waschmaschine gewaschen (am besten in einem Wäschesack).
- Weitere Alternativen:
  - in einem Wasserbad, mind. 5 Minuten kochen
  - heiss bügeln
  - vorgeheizten Backofen bei 80°Celsius
  - Mikrowelle 2 Min. bei 750 Watt
- Anschließend ist die Maske zu trocknen.
- Geeignet auch für industrielle Reinigung.

Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit.

Bleiben Sie optimistisch.



### Bankverbindungen:

Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE72 6205 0000 0009 5060 93, SWIFT-BIC: HEISDE66

Postbank Stuttgart, IBAN DE69 6001 0070 0047 4737 03, SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Raiffeisenbank Erlenbach eG, IBAN DE48 6006 9911 0030 8540 08, SWIFT-BIC: GENODES1ERL

Fremdwährungskonto: IBAN DE13 6205 0000 0220 2605 10, SWIFT-BIC: HEISDE66

USt.-IdNr. DE 812236837 • Es gelten unsere bekannten allgem. Liefer- und Zahlungsbedingungen. • GF: Roland Bendeich, Rainer Bendeich, Carola Bendeich • Amtsgericht Stuttgart HRB-Nr. 101609.